

Catálogo de productos. Cuidado de la piel

Protección, tratamiento y
regeneración cutánea



Protegemos y mejoramos la salud de las personas en todo el mundo

En B. Braun, durante más de 180 años,
hemos dado forma a la atención sanitaria
con nuestro espíritu pionero y nuestras
contribuciones innovadoras.

Nota: Todos los códigos de B. Braun de este catálogo que terminan
en '-CP' corresponden a productos reembolsados.

Índice

■ Limpieza y descontaminación de heridas	5
Prontosan® Solución	
Prontosan® Wound Gel	
Prontosan® Wound Gel X	
■ Prevención del desarrollo de úlceras	7
Linovera®	
Linovera® Emulsión	
Askina® Heel	
■ Control del exudado	9
Askina® DresSil Active	
Askina® DresSil	
Askina® DresSil Border Lite	
Askina® Carbosorb	
Askina® Sorb	
Askina® Foam	
Askina® SilNet Plus	
■ Control de la infección	16
Askina® Calgitrol Ag+	
Askina® Calgitrol Paste	
■ Protección frente a la humedad	17
Askina® Barrier Film	
Askina® Barrier Cream	
■ Reparación de cicatrices	18
Askina® Scar Repair	
Linovera® Scar Repair	
■ Tratamiento de verrugas	19
Askina® Skin Freeze	
■ Manejo de heridas abiertas	20
Lyostypt®	
Histoacryl®	
■ Limpieza e irrigación	21
Aqua B. Braun	
Ringer Lactate B. Braun	
NaCl 0,9% B. Braun	



Prevención y tratamiento en el cuidado de heridas

Gama Prontosan®:
rompe el biofilm y olvídate de la
contaminación de la herida

■ Limpieza y descontaminación de heridas

Prontosan®

Solución y gel con 0,1% polihexanida + 0,1% Undecilenamidopropil betaina para la limpieza, descontaminación y cicatrización de heridas y quemaduras.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Prontosan® Solución	350 ml	1 ud.	151521.6	400417	<ul style="list-style-type: none"> Prevencción y eliminación del biofilm maduro. Efecto duradero. Ideal para evitar la aparición de biopelículas en heridas en riesgo. En heridas agudas y no graves, basta con enjuagar la zona afectada. En heridas crónicas, aplicar en forma de fomento durante al menos 5 minutos para una acción efectiva. Indicado en adultos y niños. Apto para ostomías.
		10 uds.	-	400403	
Prontosan® Wound Gel	30 ml	1 ud.	151524.7	400505	<ul style="list-style-type: none"> Mismos beneficios e indicaciones que Prontosan® Solución.
Prontosan® Wound Gel X	250 g	1 ud.	177319.7	400508	<ul style="list-style-type: none"> Formato Gel con mayor densidad y aumento de la remanencia. Formato Gel X de alta densidad, para una mayor adherencia a la herida (incluso las de gran superficie).
	50 g	1 ud.	222845.0	400517	



Prevención del desarrollo de úlceras

Linovera®
Linovera® Emulsión
Askina® Heel

Gama Linovera®

Aceite y emulsión compuestos por ácidos grasos hiperoxigenados y extractos vegetales para el cuidado de la piel.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Linovera®	30 ml	1 ud.	180793.9	450080	<ul style="list-style-type: none"> Alto contenido de ácido linoleico. Prevencción de LPP (aceite y emulsión), úlceras vasculares y del pie diabético (solo emulsión). Tratamiento de las LPP de categoría I. Mejora la integridad de la piel. Indicación de uso en pacientes cuya integridad de la piel está en riesgo.
		10 uds.	-	450082	
	50 ml	10 uds.	-	450081	
Linovera® Emulsión	50 ml	1 ud.	155475.1	451078	
	100 ml	1 ud.	155476.1	451076	

Askina® Heel

Apósito de espuma no adhesiva para la prevencción y el tratamiento de LPP en talón y maléolos.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Heel	225 cm ²	3 uds.	499087.4	WIN7240103 WIN7240103CP*	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento y prevencción de LPP. Otras lesiones crónicas de la piel localizadas en el talón, maléolos o codos. Con la soldadura a ambos lados evitamos LPP. Cinta ajustable.

*Producto reembolsado por el Sistema Nacional de Salud.

Askina DresSil Active Heel y Sacrum (apósitos adhesivos de silicona) también se utilizan para la prevencción y el tratamiento de las LPP. Para más información sobre estos productos, consulta la página 9.





Sistema de monitoreo
activo del exudado
y del color sin necesidad
de retirar el apósito

Askina® DresSil Active
Askina® DresSil


Askina® DresSil Active

Apósito flexible de espuma superabsorbente con adhesivo de silicona y borde.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® DresSil Active	7.5x7.5 cm	10 uds.	-	WIN5397510	<ul style="list-style-type: none"> Con sistema de monitoreo activo de exudado y color.  <ul style="list-style-type: none"> Gestión activa del exudado. Zonas de piel frágil y/o de difícil acceso para el vendaje. Askina Dresssil Active presenta corte diamante para una mejor adaptabilidad y flexibilidad.
	10x10 cm	10 uds.	-	WIN5391010	
	12.5x12.5 cm	10 uds.	-	WIN5391110	
	15x15 cm	3 uds.	495648.1	WIN5391503 WIN5391503CP*	
		10 uds.	-	WIN5391510	
15x20 cm	10 uds.	-	WIN5395210		
Askina® DresSil Active Heel	23.5x24.5 cm	5 uds.	-	WIN5592205	<ul style="list-style-type: none"> Askina Dresssil Active Sacrum y Heel presentan una capa superabsorbente sin corte diamante para un mejor alivio de la presión.
Askina® DresSil Active Sacrum	18x20 cm	5 uds.	-	WIN5491605	<ul style="list-style-type: none"> LPP, úlceras en piernas y pie, y quemaduras de espesor parcial.
	23x23 cm		-	WIN5492105	

*Producto reembolsado por el Sistema Nacional de Salud.




Askina® DresSil

Apósito de espuma superabsorbente con adhesivo de silicona.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® DresSil	10x10 cm	10 uds.	-	WIN5291010	<ul style="list-style-type: none"> Con sistema de monitoreo activo de exudado y color. 
		3 uds.	486159.4	WIN5291003 WIN5291003CP*	
	15x15 cm	5 uds.	-	WIN5291505	<ul style="list-style-type: none"> Gestión activa del exudado. Zonas de piel frágil y/o de difícil acceso para el vendaje. LPP, úlceras en piernas y pie, y quemaduras de espesor parcial.
	20x20 cm	5 uds.	-	WIN5292005	

*Producto reembolsado por el Sistema Nacional de Salud.



Askina® DresSil Border Lite



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® DresSil Border Lite	10x10 cm	3 uds.	486563.9	WIN5381003 WIN5381003CP*	<ul style="list-style-type: none"> Indicado en heridas con exudado leve a moderado.
		10 uds.	-	WIN5381010	<ul style="list-style-type: none"> Heridas traumáticas y postoperatorias, sin exudado o con exudado leve a moderado.
	10x20 cm	10 uds.	-	WIN5381210	<ul style="list-style-type: none"> Zonas de piel frágil y/o de difícil acceso para el vendaje.
	15x15 cm	3 uds.	495671.9	WIN5381503 WIN5381503CP*	<ul style="list-style-type: none"> LPP, úlceras en piernas y pie, y quemaduras de espesor parcial.

*Producto reembolsado por el Sistema Nacional de Salud.




Askina® Carbosorb

Apósito multicapa superabsorbente con carbón activo que proporciona control del exudado y absorción de olores.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Carbosorb	10x10 cm	10 uds.	-	WIN9025006	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de heridas con mal olor y/o exudado de moderado a abundante (+24% más capacidad de absorción que los líderes del mercado).
	10x20 cm	10 uds.	-	WIN9025014	<ul style="list-style-type: none"> Control de olores, por acción del carbón activo. Alto nivel de retención, reduciendo el riesgo de maceración.
	15x15 cm	10 uds.	-	WIN9025007	<ul style="list-style-type: none"> LPP, úlceras venosas y arteriales de las piernas, úlceras de pie diabético, quemaduras de primer y segundo grado, heridas postoperatorias y heridas traumáticas.

Composición del apósito de seis capas:



Askina® Sorb

Apósito de alginato cálcico e hidrofibra de hidrocoloide (CMC) absorbente no adhesivo.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Sorb	6x6 cm	3 uds.	488981.9	WIN2109S WIN2109SCP*	<ul style="list-style-type: none"> Alta capacidad de absorción. Forma un gel que mantiene un ambiente de cura húmeda. Se retira fácilmente en una sola pieza. Se puede recortar para adaptarse al tamaño, forma y profundidad de la herida. Heridas con exudado moderado a abundante, como: LPP, úlceras de pie diabético, úlceras en las piernas, quemaduras superficiales y de espesor parcial, zonas donantes, heridas traumáticas y heridas postoperatorias.
	10x10 cm	3 uds.	488999.4	WIN2107S WIN2107SCP*	
		10 uds.	-	WIN2116S	
	15x15 cm	3 uds.	489005.1	WIN2018S WIN2018SCP*	
		10 uds.	-	WIN2102S	
	Cinta 3x30 cm	3 uds.	489013.6	WIN2106S WIN2106SCP*	
		10 uds.	-	WIN2105S	

*Producto reembolsado por el Sistema Nacional de Salud.



Askina® Foam

Apósito de espuma de poliuretano absorbente no adhesiva.




Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Foam	10x10 cm	10 uds.	-	WIN7241010	<ul style="list-style-type: none">Alta capacidad de absorción y de dispersión de la presión.Úlceras de profundidad parcial y total, con exudación de moderada a intensa.LPP, úlceras vasculares y de pie diabético, y quemaduras de primer y segundo grado.
	10x20 cm	10 uds.	-	WIN7242110	
	15x15 cm	10 uds.	-	WIN7241510	
	20x20 cm	10 uds.	-	WIN7242010	




Askina® SilNet Plus

Apósito de silicona adhesivo por ambos lados.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® SilNet Plus	5x7.5 cm	10 uds.	-	WIN5195710	<ul style="list-style-type: none"> Permite la cicatrización de heridas sin interrupciones. Permite que el apósito absorbente secundario gestione el exudado sin adherirse a la herida, reduciendo el dolor tanto por trauma secundario como durante los cambios de vendaje. Manejo de heridas exudativas o no exudativas, o áreas con piel frágil. Úlceras de pie diabético, venosas, arteriales y neuropáticas, LPP, desgarros y/o abrasiones de piel, ampollas, quemaduras de primer y segundo grado, epidermolisis bullosa, zonas de extracción de órganos/ injertos de espesor parcial y total, y heridas quirúrgicas y/o traumáticas.
	10x7.5 cm	10 uds.	-	WIN5197510	
	10x10 cm	10 uds.	-	WIN5191010	
	10x20 cm	10 uds.	-	WIN5181210	
	20x30 cm	5 uds.	-	WIN5192305	



Askina® Calgitrol® Ag+

Apósito antimicrobiano de CMC reforzado con fibras de celulosa y nanopartículas de plata.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Calgitrol Ag+	10x10 cm	10 uds.	-	SFM6211010	<ul style="list-style-type: none"> Retirada de una sola pieza sin dejar residuos. Baja citotoxicidad gracias a la tecnología de nanopartículas. Tratamiento de heridas superficiales o profundas con exudado moderado a intenso. Alta absorción vertical del exudado en el apósito. Quemaduras de primer y segundo grado, úlceras de la pierna y diabéticas, LPP, heridas quirúrgicas, traumáticas y propensas al sangrado.
	15x15 cm	10 uds.	-	SFM6211510	

Askina® Calgitrol® Paste



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Calgitrol Paste	15 g	5 uds.	181852.2	7211598	<ul style="list-style-type: none"> Muy útil para heridas cavitadas o irregulares. Tratamiento de heridas de espesor parcial a total, infectadas o con alto riesgo de infección. LPP, úlceras vasculares, úlceras de pie diabético, incisiones quirúrgicas, dehiscencia de la herida, heridas traumáticas, quemaduras de segundo grado, zonas donantes, desgarros cutáneos, heridas cavitadas o tunelizadas y tractos sinusales.

Protección frente a la humedad

Askina® Barrier

Protector cutáneo barrera no irritante en spray y en crema.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Barrier Film	28 ml	1 ud.	159404.4	5036	<ul style="list-style-type: none">• Película barrera transparente en spray de secado rápido.• Protección en la fijación de drenajes y catéteres, y en la piel perilesional.• No interfiere en la capacidad de absorción de los apósitos.• Mejora la fijación de apósitos y bolsas de ostomía.
Askina® Barrier Cream	92 g	1 ud.	168457.8	5038	<ul style="list-style-type: none">• Crema barrera transparente, hidratante, duradera y transpirable.• No interfiere en la capacidad de absorción de los pañales.• Protección de áreas extensas de piel, dermatitis asociadas a la incontinencia y piel perilesional.



Askina® Scar Repair



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Scar Repair	5x7,5 cm	5 uds.	186991.3	WIN5695705	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de las cicatrices hipertróficas y queloides. Debe permanecer aplicado 24 horas y retirado una vez al día, en el momento de la ducha para inspeccionar la herida y lavar la piel. Puede empezar a utilizarse hasta 2 años después de la cicatrización de la herida.
	2x14 cm	3 uds.	184012.7	WIN5691403	
	10x18 cm	5 uds.	184979.3	WIN5691805	

Linovera® Scar Repair

Gel reparador de rápida absorción con ácido hialurónico, centella asiática y Syricalm®.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Linovera® Scar Repair	15 g	1 ud.	184011.0	450450	<ul style="list-style-type: none"> Gel reparador de cicatrices con ácido hialurónico. Solamente uso externo. Para una mejora de los resultados, se recomienda combinar Linovera® Scar Repair con Askina® Scar Repair. Aplicar antes de poner la tira.

Askina® Skin Freeze

Agente crioquirúrgico para el tratamiento de verrugas que combina la eficacia de la criocirugía con las ventajas de un sistema de aplicación en aerosol.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Askina® Skin Freeze	Aplicador 2 mm	1 ud. 60 aplicadores	-	9380702	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aerosol dosificador con 170 ml de criógeno. ▪ Kit para terapia estándar (5 mm) y para pequeñas lesiones (2 mm). ▪ Tratamiento de verrugas y lesiones cutáneas benignas.
	Aplicador 5 mm	1 ud. 50 aplicadores	-	9380703	



Lyostypt®

Hemostático constituido por una lámina de fibras de colágeno puro tipo I.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Lyostypt®	10x12 cm	4 uds.	-	1069209	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia la hemostasia del propio organismo. • Hemostasia de hemorragias capilares. • Control de hemorragias de punciones vasculares en las cuales no haya contacto con la capa basal de la epidermis. • Lyostypt® se puede recortar, se puede retirar una vez realizada la hemostasia o se reabsorbe solo.
	3x5 cm	12 uds.	-	1069128	

Histoacryl®

Adhesivo líquido tisular, estéril y transparente.



Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Histoacryl®	0,5 ml	5 uds.	-	1050060	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre de heridas quirúrgicas limpias sometidas a mínima tensión y laceraciones sin complicaciones debidas a traumatismos, con posibilidad de unir bordes y limpiadas a fondo. • Antes de aplicar Histoacryl® debe realizarse hemostasia, aproximar la dermis y asegurarse que los bordes de la herida están bien nivelados y aproximados. • Histoacryl® no debe ser introducido dentro de la herida.

Limpeza e irrigación

Aqua B. Braun

Agua destilada estéril para irrigación en envase Ecolav®.



Apertura rápida "twist-off" (de torsión).
Presión efectiva de lavado.

Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Aqua Ecolav®	100 ml	20 uds.	-	387872	<ul style="list-style-type: none"> Ergonómico y estable en posición vertical. Sistema antigoteo. Permite su manipulación con una sola mano. Facilita la irrigación de heridas gracias a su presión efectiva de lavado. Indicado para la irrigación de heridas, irrigación y lavado durante intervenciones quirúrgicas, para humedecer vendajes, enjuague y limpieza de los catéteres urinarios, irrigación y limpieza en cuidados de estomas, para rellenar humidificadores respiratorios, y para irrigación y limpieza del equipo e instrumental.
	250 ml	20 uds.	-	387873	
	500 ml	10 uds.	-	387874	

Ringer Lactate B. Braun

Solución de lactato de Ringer para irrigación en envase Ecolav®.



Apertura rápida "twist-off" (de torsión).

Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
Ringer Lactate®	500 ml	20 uds.	-	3570510	<ul style="list-style-type: none"> Ergonómico y estable en posición vertical. Sistema antigoteo. Permite su manipulación con una sola mano. Facilita la irrigación de heridas gracias a su presión efectiva de lavado. Indicado para humectación de tejidos y limpieza del área quirúrgica durante procedimientos quirúrgicos, lavado de heridas en caso de lesiones y quemaduras, limpieza durante el cuidado de estomas, y humectación de taponnes para heridas, gasas, vendajes y apósitos.

NaCl 0,9% B. Braun

Suero fisiológico estéril para irrigación en envase Ecolav®.



Presión efectiva de lavado.



Apertura rápida "twist-off" (de torsión).

Nombre comercial	Tamaño	Caja	Código Nacional	Código B. Braun	Características e indicaciones
NaCl Ecolav®	30 ml	100 uds.	-	3570310	<ul style="list-style-type: none"> Ergonómico y estable en posición vertical. Sistema antigoteo. Permite su manipulación con una sola mano. Facilita la irrigación de heridas gracias a su presión efectiva de lavado. Suero fisiológico estéril para: <ul style="list-style-type: none"> Irrigación y limpieza durante intervenciones quirúrgicas. Irrigación de heridas y quemaduras. Humedecer heridas cerradas y vendajes. Enjuague y limpieza de catéteres urinarios. Irrigación y limpieza en cuidados de estomas. Enjuague y limpieza del equipo e instrumental. Irrigación intra y post-operatoria. Relleno de humidificadores respiratorios. Irrigación mecánica de ojos. Irrigación nasal.
	100 ml	1 ud.	-	391858	
		20 uds.	-	3570350	
	250 ml	1 ud.	-	391859	
		20 uds.	-	3570380	
	500 ml	1 ud.	-	391860	
		10 uds.	-	3570410	

Línea directa

Llamada gratuita

900 300 023

B. Braun Medical, S.A.U. | División Avitum | Carretera de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 586 62 00 | Fax 93 588 10 96 | www.bbraun.es